




URINABLEITUNGSFLASCHE URINSAMMELSYSTEM

ZUR VERWENDUNG MIT FOLEY-DAUERKATHETERN, MÄNNLICHEN
EXTERNEN KATHETERN UND UROSTOMIE-ANWENDUNGEN

GEBRAUCHS- UND PFLEGEHINWEISE
FÜR PRODUKT #4100




KIT-INHALT:

- 1 Langlebige Urinableitungsflasche (#410001)
- 1 Flaschendeckel mit Gehäuse (#4101)
- 1 Ableitungsschlauch 60" (1,5 m) mit Adapter & Kappe (#6061)
- 1 Verstellbare Schlauchklemme (#6999)
- 1 Urinableitungsflaschen-Adapter (#6003)
- 1 „HOCHFLUSS“ Rote Rückflussventil (#6001)
- 1 Großer Dichtungsring (#6000)
- 1 Paar Haken zum Aufhängen (#4102)
- Illustrierte Gebrauch- und Pflegehinweise



Wenn die Flasche nicht aufrecht steht, kann Urin aus der belüfteten Kappe austreten.

Wenn das rote Rückflussventil fehlt oder entfernt wurde, können Lecks rund um das obere Ventilgehäuse in der Mitte der Kappe auftreten. Um Lecks zu vermeiden, ist die Verwendung des mitgelieferten Dichtungsringes (*6000) erforderlich, um die Gehäusegewinde abzudichten.



*6061 Drainageschlauch aus klarem Vinyl mit abgestuften Adapter und Kappe




*6999 Verstellbare Schlauchklemme



*6003 Urinableitungsflaschen-Adapter



*6001 „HOCHFLUSS“ Rote Rückflussventil



*4101 Flaschendeckel mit Gehäuse

*410001 Urinableitungsflasche (nicht separat verkauft)

*603005 Oberes Ventilgehäuse (nicht separat verkauft)

*4102 Haken zum Aufhängen




ABBILDUNG 1
FLASCHENMONTAGE



*6003 Urinableitungsflaschen Adapter



*6001 „HOCHFLUSS“ Rote Rückflussventil



*4101 Flaschendeckel mit Gehäuse

ABBILDUNG 2
DETAIL DES OBEREN VENTILGEHÄUSES




ABBILDUNG 3
NAHAUFNAHME DES FLASCHENDECKEL

Um den Urinableitungsflaschen-Adapter (*6003) vom Flaschendeckel zu entfernen, entfernen Sie den Schlauch (*6061), halten Sie das Gehäuse (*603005) fest und drehen Sie den Adapter gegen den Uhrzeigersinn. Um das Rückflussventil (*6001) zu entfernen, entfernen Sie den Deckel und schieben Sie das Ventil mit dem Finger von unten nach oben durch das Gehäuse.

Überprüfen Sie das Ventil auf sichtbare Anzeichen von Beschädigung, Verformung oder festsitzenden Lippen. Drücken Sie die Seiten des Ventils vorsichtig zusammen, bis es sich öffnet. Beim Loslassen sollten sich die Ventillippen flach schließen. Um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen, stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Wiederverwendung wieder richtig zusammengebaut sind – siehe Abbildung 2.

WICHTIG! LESEN SIE DIES ZUERST:

Um mögliche Abflussprobleme zu vermeiden, lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch. Die Flasche muß während der Verwendung immer in aufrechter Position bleiben. Wenn sie gezogen oder umgekippt wird, kann Urin aus dem belüfteten Flaschendeckel austreten.

Da das rote Rückflussventil (*6001) zwei Zwecke erfüllt: erstens als Rückschlagventil und zweitens als Dichtung, um Leckagen zu verhindern. Es ist wichtig, daß das Ventil während des Gebrauchs an Ort und Stelle bleibt. Wenn die Verwendung des Rückschlagventils nicht gewünscht wird, ist ein Dichtungsring (*6000) erforderlich, um die Gewinde des oberen Ventilgehäuses abzudichten und Leckagen zu verhindern.

ZUR VERWENDUNG MIT FOLEY-DAUERKATHETERN:

SCHRITT 1: Entfernen Sie die Kappe vom kegelförmigen Adapter am durchsichtigen Vinyl-Ableitungsschlauch (*6061) – siehe Abbildung 1. Befestigen Sie das Auslassende des Foley-Dauerkatheters am kegelförmigen Adapter am Ableitungsschlauch.

SCHRITT 2: Befestigen Sie das gegenüberliegende Ende des durchsichtigen Vinyl-Ableitungsschlauch am Urinableitungsflasche Adapter. (*6003).

SCHRITT 3: Setzen Sie das Rückflussventil (*6001) in das obere Ventilgehäuse des Flaschendeckel (*4101) ein – siehe Abbildung 2.

SCHRITT 4: Schließen Sie den Urinableitungsflaschen-Adapter (*6003) an das obere Ventilgehäuse (*603005) des Flaschendeckels (*4101) an und verbinden Sie dann den Flaschendeckel mit der Urinableitungsflasche (*410001) – siehe Abbildung 3.

ZUR VERWENDUNG MIT MÄNNLICHE EXTERNE KATHETER:

SCHRITT 1: Befolgen Sie die oben genannten Schritte 1 bis 4.

SCHRITT 2: Nachdem der Katheter, der Drainageschlauch, der Flaschendeckel und die Flasche miteinander verbunden sind, muss die verbleibende Luft im Katheter in die Flasche gedrückt werden. Dies stellt sicher, dass das Einlassventil (Rückschlagventil) ordnungsgemäß funktioniert und ein Siphon leichter erzeugt wird, wenn Urin abgegeben wird. Falls gewünscht, kann das System vor der Verwendung mit einfachem Leitungswasser vorgespült werden, um eine sofortige Siphon-Bedingung zu erzeugen.

IHRE URINABLEITUNGSFLASCHE SAUBER HALTEN:

Die beste Zeit, ein urinäres Gerät zu reinigen, ist sofort nach der Benutzung. Nur spülen reicht nicht aus, um ein urinäres Gerät zu reinigen. Die Verwendung von Essig, Bleichmitteln oder Toilettenreiniger verhärtet, verzieht und beschädigt Gummiteile, Latex und Plastik. Unangemessene oder unzureichende Reinigung kann irreparablen Schaden und Verfärbung der meisten Urinsammelsysteme verursachen... ganz zu schweigen von den unangenehmen und peinlichen Gerüchen.

Wir empfehlen die Verwendung des Urolux® Reinigers und Deodorants für Urin- und Stomageräte. Wenn diese konzentrierte Lösung mit Wasser gemischt wird, reinigt und desodoriert sie Urin- und Stomageräte. Kristallablagerungen werden aufgelöst und unangenehme Gerüche beseitigt.

Lassen Sie nicht zu, dass dies mit Ihrem Uringerät passiert!



- **Reinigt effektiv den gesamten Flüssigkeitsweg.**
- **Konzentrierte Formel reicht lange.**
- **Löst Ablagerungen von Harnkristallen auf.**

Urolux® wird in den folgenden Größen verkauft:

Artikel #700216 Standardgröße 16 fl. oz. (473 mL.) und

Artikel #700204 Kleine/Probegröße 4 fl. oz. (118 mL.)





VERWANDTE PRODUKTE

Urocare® Wiederverwendbare Latex-Beinbeutel
Uro-Safe® Einweg-Vinyl-Beinbeutel
Urocare® Urinaableitungsflaschen
Urinableitungssysteme & Kits
Urinalsysteme und -Sets für Männer
Uro-Con® & Uro-Cath® Männliche Externe Katheter
Abflussventile & Adapter
Textile-Beinbeutelhalter & Beinbänder
Katheterbänder
Uro-Bond® Aufstrich-Silikonkleber
Urofoam® Klebender Schaumstrei-fen
Urocare® Kleberentferner-Tücher
Tracho-Foam® Klebeschaumscheiben
Uro-Prep® Schützende Hautbarriere-Tücher
Urolux® Uringerätsreiniger & Deodorant
Verbinder & Klemmen
Verlängerungs- & Abflussschlauche
DRI Excel™ & DRI Eclipse™ Bettnässer-Behandlungsalarme

Für weitere Informationen zu diesem oder anderen Urocare-Produkten besuchen Sie bitte unsere Webseite www.urocure.com.
Um eine Bestellung aufzugeben, wenden Sie sich bitte an Ihren Gesundheitsdienstleister.

Manufactured and distributed by:



Urocure Products, Inc.
2735 Melbourne Avenue
Pomona, CA 91767-1931
U.S.A.



**BITTE
RECYCLEN**



Hergestellt
in den USA



USA und Kanada: +1 (800) 423-4441
Außerhalb der USA: +1 (909) 621-6013



sales@urocare.com